

RELLENO DÉRMICO DE ÁCIDO HIALURÓNICO CON LIDOCAÍNA

METOOO FILL PREMIUM

LA BELLEZA CON LA
SEGURIDAD Y
CONFIANZA DE UN
PRODUCTO CON LA
ÚLTIMA TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN
EN TUS MANOS



SKIN
MEDICAL

DISTRIBUIDOR
EXCLUSIVO
PARA ESPAÑA Y
PORTUGAL

CE
2195

MADE IN KOREA




Mejor efecto volumen y duración

La tecnología Hy-brid puede hacer que el ácido hialurónico tenga partículas de alta densidad y tamaño uniforme. Esto permite que el ácido hialurónico Hyalmass tenga una viscoelasticidad óptima y un volumen duradero.


VISCOELASTICIDAD Elasticidad / Viscosidad

G' : Storage Modulus / G'' : Loss Modulus




ESTRUCTURA DE RETICULACIÓN

Escaneado con microscopio electrónico



x50



x500

TECNOLOGÍA HÍBRIDA

Hiper reticulado

Basado en Ácido Hialurónico no animal

Libre de residuos


Su última tecnología e innovación aporta una elasticidad y densidad inmejorables

Cross links


Hyaluronic Acid

INNOVACIÓN EN REOLOGÍA


Capacidad del gel para absorber agua y expandirse




Datos del análisis reológico




Cohesividad




Fuerza de inyección (tamaño de la aguja)



Forma de las partículas de AH (x40)



Tamaño de la partícula





TEST DE RESULTADOS

Resultado	
Apariencia	Aprobado
Concentración AH	24.1 mg
PH	7.10
Residuos BDDE	No se detecta
Endotoxinas	< 0.100 EU
Volumen	Aprobado

Sin impurezas, gel transparente sin color

21.6 ~ 26.g mg

6.5 ~ 7.5

< 2ppm

< 20EU

1.0ml

El control de fabricación estricto minimiza los riesgos de efectos secundarios adversos al reducir los niveles de endotoxina y BDDE por debajo de los límites de detección.

AGUJA DE PARED DELGADA

DISEÑO ERGONÓMICO

La jeringuilla diseñada ergonómicamente proporciona un tratamiento preciso y seguro con fuerzas de inyección constantes. Permite al usuario realizar diversas técnicas de inyección según la zona de tratamiento.

--- Aguja de pared fina

--- Aguja estándar

Aguja 30G TW para tipo suave

Aguja 27G de pared fina (TW) para ácido hialurónico de tipo medio y denso

ANTIDESLIZANTE

AGARRE CÓMODO



💧 LIGHT



- Ácido hialurónico reticulado (24mg/ml)
- Lidocaína (3mg/ml)
- Capa epidermis / 200 um
- Ojeras, hidratación labios, arrugas finas y periculares
- 2 agujas (27G)

💧💧 VOLUME



- Hialurónico reticulado (24mg/ml)
- Lidocaína (3mg/ml)
- Capa dermis / 600 um
- Pómulos, rinomodelación, arruga profunda
- 2 agujas (25G, 27G)

💧💧 DEEP




- Ácido hialurónico reticulado (24mg/ml)
- Lidocaína (3mg/ml)
- Capa epidermis / 400 um
- Labios, surco nasogeniano y entrecejo
- 2 agujas (30G)

💧💧💧 IMPLANT



- Hialurónico reticulado (24mg/ml)
- Lidocaína (3mg/ml)
- Capa dermis / 900 um
- Pómulos, mentón, frontal
- 2 agujas (25G, 27G)

SKIN MEDICAL



METOO FILL PREMIUM

RELLENO DE ÁCIDO HIALURÓNICO ESTÉRIL ABSORBIBLE CON LIDOCAÍNA

SKIN MEDICAL

29604 - MARBELLA / ESPAÑA

**DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO
PARA ESPAÑA Y PORTUGAL**

www.skinmedical.es

 info@skinmedical.es

 [skin_medical](https://www.instagram.com/skin_medical)

 [SkinMedical](https://www.facebook.com/SkinMedical)

 [Skin Medical S.L.](https://www.linkedin.com/company/Skin-Medical-S.L.)

 [skinmedicalmarbella](https://www.youtube.com/skinmedicalmarbella)